

# Freezpen kit de démarrage cryothérapie - 16 g



Art: 511231 | Marque: FREEZPEN



## Informations sur le produit

**FREEZPEN est un instrument de cryochirurgie puissant** mais simple à utiliser pour le traitement d'une multitude de **lésions cutanées bénignes**, p. ex. verrues, fibromes, taches de naissance, pigmentation, kératoses, angiomes, ...

Le Freezpen fonctionne avec des cartouches remplaçables de 16 g de N2O. Le traitement à **l'azote liquide** est très **rentable** et **traite les lésions de manière permanente**, en quelques secondes seulement.

### POUR CHAQUE PRATICIEN

- Freezpen s'adresse à TOUS les praticiens.
- chaque traitement ne prend que **quelques secondes**.
- excellent retour sur investissement : jusqu'à 10 traitements par cartouche de 16 g de N2O.

### PUISSANT

- microjet à haute puissance (50-55 bar).
  - pénétration 1 mm / 5 sec.
  - profondeur maximale 6 mm.
- atteint une température de **-89°C dans les tissus**.
- nécrose complète des tissus traités en quelques secondes.

### SANS DOULEUR

- aucune douleur, aucune coupure ou saignement.
- aucune anesthésie n'est nécessaire, **même pour les enfants**.
- un léger picotement indique que le traitement est terminé.

### PRÉCIS

- un faisceau ultra-fin et pointu pour **une précision totale**.
- **aucun dommage aux tissus sains**.

- les tissus gelés disparaissent **en quelques semaines**.
- pas de cicatrices.
- plusieurs tailles d'applicateurs disponibles.

### FACILE À UTILISER ET PRATIQUE

- évaluer la lésion, choisir le bon applicateur, **pointer, geler**, essuyer, geler à nouveau : terminé !
- facile à manipuler et à transporter.
- cartouches jetables pratiques de N2O.

### OUTIL DE TRAITEMENT CRYO PRÉFÉRÉ

- pour vous, parce que c'est un outil formidable, facile à utiliser, qui donne **d'excellents résultats, à chaque fois**.
- pour vos patients : une fois essayé, ils ne voudront plus faire traiter leurs lésions indésirables qu'avec Freezpen.

### 3 APPLICATEURS DIFFÉRENTS

- **bleu** : application 1 > 3 mm / avec une cartouche pleine vous traitez pendant 230 > 270 sec.
- **blanc** : application 2 > 6 mm / avec une cartouche pleine vous traitez pendant 145 > 180 sec.
- **vert** : application 4 > 8 mm / avec une cartouche pleine vous traitez pendant 110 > 130 sec.

### CARTOUCHES N2O 16g

- à conserver à **température ambiante**.
- commander [par pièce](#).

### CONTENU

- **Kit de démarrage Freezpen 16 g**
  - Freezpen + 6 cartouches de 16 g de N2O + applicateur bleu 1-3 mm + applicateur blanc 2-6 mm + applicateur vert 4-8 mm + socle + pincettes pour remplacer les cartouches + coffret de rangement.