



Productinformatie

De **BIONIX OORCURETTES MET VERLICHTING** - voor éénmalig gebruik - zijn een combinatie van 'Safe Oor Curettes' met een krachtige LED lichtbron en een vergrotingslens (loupe).

Deze gecombineerde functionaliteiten resulteren in een **efficiëntere en gebruiksvriendelijkere werkwijze** om cerumen op een veilige en voorzichtige manier te verwijderen.

- de lichtbron en de loupe zijn minstens 50 keer **herbruikbaar**.
- de **transparante curettes** zijn voor éénmalig gebruik.
- de curette op de lichtbron plaatsen **activeert de verlichting**, licht schakelt automatisch uit wanneer de curette wordt verwijderd.

VERLICHTING EN LOUPE

- **helder wit LED licht tot** in het uiterste punt van de curettes.
- de **opklipbare loupe** zorgt voor **vergroting** waardoor het risico op beschadiging van het oorkanaal aanzienlijk wordt verminderd.
- dankzij de ingebouwde verlichting en het vergrootglas is het **niet nodig om een otoscoop als externe lichtbron te gebruiken**.
 - hierdoor heeft u één hand vrij om het hoofd of het oor van uw patiënt te positioneren.

PATIËNTENCOMFORT EN VEILIGHEID

- safe ear curettes zijn gemaakt van **glad, flexibel polypropyleen**.
- ze zijn **ontworpen om te buigen** wanneer ze een obstakel tegenkomen, in tegenstelling tot harde, onbuigzame roestvrijstalen curettes.
- **patiëntcomfort en veiligheid**: het risico op pijn of beschadiging van de gehoorgang of het trommelvlies is nihil.
- éénmalig te gebruiken curettes **verminderen het risico op kruisbesmetting** en elimineren sterilisatiekosten.

VARIETY KIT

- pakket met een aantal van elk type behalve **CeraPik** (voor hard, geïmpacteerd cerumen en vreemde voorwerpen).

TOEPASSINGEN

- **CeraSpoon** - perfect voor zachter oorsmeer, vooral bij patiënten die overmatig veel cerumen produceren - tip 4 mm. oranje
- **AngleLoop** - tip onder een hoek waarmee moeilijk te bereiken taai cerumen, zoals zich vaak voordoet bij oudere patiënten, beter bereikbaar wordt - tip 4 mm.
- **VersaLoop** - gladde flexibele tip die de gebruiker uitzonderlijke controle biedt en comfortabeler is voor de patiënt - tip 3 mm.
- **InfantScoop** - ontworpen voor kleinere oren en kan worden toegepast via een otoscoop - tip 2 mm.
- **MicroLoop** - stijver en bedoeld voor het verwijderen van taai, geïmpacteerd cerumen - tip 3 mm.
- **FlexLoop** - een allround curette bedoeld voor normale curettage bij uiteenlopende soorten patiënten - tip 4 mm.
- **WaveCurette** - golfvormig - tip met breedte van 2,5 mm.