



## Productinformatie

De **BIONIX OORCURETTES MET VERLICHTING** - voor éénmalig gebruik - zijn een combinatie van 'Safe Oor Curettes' met **een krachtige LED lichtbron en een vergrotingslens (loupe)**.

Deze gecombineerde functionaliteiten resulteren in **een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere werkwijze** om cerumen op een veilige en voorzichtige manier te verwijderen.

- **de lichtbron en de loupe zijn minstens 50 keer herbruikbaar.**
- **de transparante curettes zijn voor éénmalig gebruik.**
- de curette op de lichtbron plaatsen **activeert de verlichting**, licht schakelt automatisch uit wanneer de curette wordt verwijderd.

### VERLICHTING EN LOUPE

- **helder wit LED licht** tot in het uiterste punt van de curettes.
- **de loupe - met bevestigingsklem - zorgt voor vergroting** waardoor het risico op beschadiging van het oorkanaal aanzienlijk wordt verminderd.
- dankzij de ingebouwde verlichting en het vergrootglas is het **niet nodig om een otoscoop als externe lichtbron te gebruiken**.
  - hierdoor heeft u één hand vrij om het hoofd of het oor van uw patiënt te positioneren.

### PATIËNTENCOMFORT

- safe ear curettes zijn gemaakt van **glad, flexibel polypropyleen**.
- ze zijn **ontworpen om te buigen** wanneer ze een obstakel tegenkomen, in tegenstelling tot harde, onbuigzame roestvrijstalen curettes.
- **patiëntcomfort**: het risico op pijn of beschadiging van de gehoorgang of het trommelvlies is nihil.
- éénmalig te gebruiken curettes verminderen het risico op kruisbesmetting en elimineren sterilisatiekosten.

### CERASPOON

- perfect voor **zachter oorsmeer**, vooral bij patiënten die overmatig veel cerumen produceren.
- tip 4 mm.