

sans fil

Art: 9128340 | Marque: MESI



Informations sur le produit

L'EXTENSION MESI TBI avec 2 brassards de pression artérielle (tous deux équipés d'un module de pression artérielle) est un module de diagnostic sans fil supplémentaire pour la détection de **maladies artérielles périphériques** en combinaison avec votre MESI mTABLET. TBI = Index brachial de l'orteil. Comme une extension de votre MESI mTABLET ECG.

LE TBI SANS FIL LE PLUS PRATIQUE

- pour la PAD (Peripheral Artery Disease) chez les patients pour lesquels **la mesure de l'ABI seul n'est pas suffisante** (ABI = Ankel Brachial Index / Index Cheville Bras) en raison d'artères incompressibles.
- la pression dans les bras et les orteils est mesurée de **manière totalement simultanée**.
- **mesure rapide** (1 minute) et fiable du TBI avec interprétation des formes d'onde du pouls et des graphiques d'oscillation complets pour tous les membres.
- c'est **une mesure indispensable** non seulement pour les patients diabétiques, les patients sous dialyse et les patients très âgés, mais aussi pour les patients souffrant de plaies étendues et de lymphoedème.
- pour prévenir ou **éviter les amputations** : 17 à 19 patients / 100 000 subissent une amputation chaque année ; 82 % de ces amputations sont liées au diabète.
- 1 module TBI module à code couleur avec 2 canaux et sonde PPG LED™ adaptative (PPG = PhotoPlethysmoGraphy), brassards d'orteil grand et moyen inclus.
- 2 brassards de tension artérielle pour le bras.
 - les brassards sont préformés pour un positionnement correct.
- possibilité de combiner différentes tailles de brassards lors d'une même mesure.
- **le capteur de température intégré, la détection de l'épaisseur de la peau et le réglage automatique de la puissance du signal** augmentent la précision de la mesure.

- extensions de mesure avancées possibles via **des applications optionnelles** : mesures de la pression artérielle moyenne et mesures directes de la pression artérielle centrale.
- toutes les mesures sont enregistrées dans **le logiciel MESI mRECORDS** de votre MESI mTABLET
 - pour une analyse et une documentation plus poussées,
 - et pour partager les résultats avec des collègues, des spécialistes, des patients... **à partir de n'importe quel appareil connecté au web**, de manière simple et sécurisée.

Pour travailler avec cette EXTENSION via votre MESI mTABLET, vous avez également besoin de l'application MESI tension artérielle, art.9139340.

STATION DE CHARGEMENT

- l'extension MESI TBI est fournie avec une station de chargement (4 contacts) pour les modules avec manchettes afin qu'ils soient toujours prêts à être utilisés.
- la station de charge est également une tablette de rangement qui peut être fixée au mur ou au MESI Trolley (art. 9134340).

CONTENU : 1 module TBI avec 2 tubes à code couleur - 2 brassards pour orteils taille M et 2 taille L - 2 brassards de pression artérielle pour le bras avec module (bras gauche = jaune, bras droit = rouge) - 1 station de charge

Les brassards pour bras sont livrables dans les tailles S - M - L, chaque fois par set de 2.