

Variety Kit (50 st)

Art: 9178315 | Merk: [BIONIX](#)



Productinformatie

De **BIONIX Clearlook OORCURETTES MET VERLICHTING** - de snellere, eenvoudiger en betere manier om cerumen te verwijderen.

De Variety kit heeft een assortiment van de **5 verschillende Clearlook oorcurettes**:

- Angleloop - ring van 4 mm
- Microloop - ring van 3 mm
- Versaloop - brede tip 3 mm
- Infantscoop - tip van 2 mm
- Flexloop - brede tip 4 mm

VOORDELEN

- de curette heeft een **gebogen vorm** zodat er minder belemmering is van het zicht tijdens de handeling.
- de lichtbron en de loupe zijn **minstens 50 keer herbruikbaar**.
- **de transparante curettes zijn voor éénmalig gebruik**.
- de curette op de lichtbron plaatsen **activeert de verlichting**, licht schakelt automatisch uit wanneer de curette wordt verwijderd.

VERLICHTING EN LOUPE

- **helder wit LED licht** tot in het uiterste punt van de curettes.
- de loupe - met bevestigingsklem - zorgt voor **vergroting** waardoor het risico op beschadiging van het oorkanaal aanzienlijk wordt verminderd.

- dankzij de ingebouwde verlichting en het vergrootglas is het **niet nodig om een otoscoop als externe lichtbron te gebruiken**.
 - hierdoor heeft u één hand vrij om het hoofd of het oor van uw patiënt te positioneren.

PATIËNTENCOMFORT

- safe ear currettes zijn gemaakt van **glad, flexibel polypropyleen**.
- ze zijn **ontworpen om te buigen** wanneer ze een obstakel tegenkomen, in tegenstelling tot harde, onbuigzame roestvrijstalen currettes.
- **patiëntcomfort**: het risico op pijn of beschadiging van de gehoorgang of het trommelvlies is nihil.
- éénmalig te gebruiken currettes verminderen het risico op kruisbesmetting en elimineren sterilisatiekosten.